

# JVT

MEDICAL

# N-Guard

## NITRILE GLOVES

### Puuterittomat nitrili tutkimus- ja suojakäsineet

Suojaa tehokkaasti tavanomaisilta kemikaaleilta, nesteiltä, viruksilta ja mikro-organismeilta. Ohuissa ja kestävässä nitrilikäsineissä on hyvä sormituntuma eivätkä ne repeä puettaessa.



**Laadukkaat kertakäyttöiset  
tutkimus- ja suojakäsineet**



MEDICAL	2017/745 (EU)	CLASS I	AQL 1.5
PPE	2016/425 (EU)	CATEGORY	AQL <1.5



TERVEYDEN-  
HUOLTO



SIIVOUS



POTILASPESU



LABORATORIO



TEOLLISUUS



ELINTARVI-  
KEALA

TUOTENUMERO	KOKO	EAN	KOKONAISPITUUS	PAKKAUSKOKO
JVTNGS	S	6430077581302	240 mm	100/10 x 100
JVTNGM	M	6430077581296	240 mm	100/10 x 100
JVTNGL	L	6430077581289	240 mm	100/10 x 100
JVTNGXL	XL	6430077581326	240 mm	100/10 x 100

## Säädökset

Tuote täyttää lääkinällisiä laitteita ja henkilönsuojaimia koskevat lakisäätteiset vaatimukset.



EN ISO 374-5-2016  
VIRUS



EN ISO 374-1-2016  
Type B



SINGLE USE  
ONLY



MEDICAL  
DEVICE

CE 0197

LATEX FREE



**Läpäisemättömyys**  
EN 455-1

AQL 1.5

**Mekaaninen lujuus (N)**  
EN 455-2

≥ 6.0 ennen vanhentamista  
≥ 6.0 vanhentamisen jälkeen

**Biologinen arviointi**  
EN 455-3

Puuterin kokonaisjäämä puuterittomassa suojakäsineessä < 2 mg/käsine

**Lääketieteelliset vaatimukset**

Asetus lääkinällisistä laitteista (EU) 2017/745, Luokka I  
Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 CAT III  
EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisen suojauksen tuotteille (PPE):  
[www.jvtmedical.com/nguard/dop](http://www.jvtmedical.com/nguard/dop)

**Tuotestandardien vaatimukset**

EN 455:1-4

**Kemikaalien kestävyys**

Testattu EN 374-3 mukaisesti

**Käyttö elintarvikekosketuksessa**

Käsine soveltuu kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn - mukaanlukien rasvaiset ja happamat tuotteet. Asetus (EU) No 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista.

**Muut käytetyt testit**

Ilma- vesitiivistesti EN 374-2 (luokka 2) mukaisesti  
Kemikaalijäännöstesti  
Sytotoksisuuskoel EN ISO 10993-5 mukaisesti  
Ärsytys ja ihoherkkyytestaus EN ISO 10993-10 mukaisesti  
Tuntoherkkyys, pituus ja pH EN 420 mukaisesti  
Mikrobiologinen laatu  
Kemiallisen vaurioitumisen määrittäminen EN 374-4 mukaisesti  
Mikro-organismitestaus EN 374-5 ja ASTM F1671 mukaisesti

**Laatustandardit**

EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset**

EN ISO 15223-1, EN 1041 ja EN 420

# JVT

MEDICAL

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Nitriilikumi, paksuus min. 0.07 mm
Sormi	Nitriilikumi, paksuus min. 0.11 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	<b>Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettynä tuotteen suorituskyky voi heikentyä ja aiheuttaa kontaminaatoriskin.</b>
<b>Säilytys</b>	Suosittelaa säilyttämään puhtaassa, kuivassa, huoneenlämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta, kirkkaalta valolta ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.
<b>Käyttöikä</b> EN 455-4	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Rasia	Kartonki	215 x 115 x 60 mm
Tukkupakkaus	Kartonki	315 x 240 x 230 mm

**Ota yhteyttä**



JVT Medical



[myynti@jvtuonti.fi](mailto:myynti@jvtuonti.fi)



040 024 4200